

Jednorázová Zdravotnická / chirurgická rouška z lehké ale pevné a vysoce kvalitní třívrstvé textilie.

Roušky jsou vyrobeny dle normy EN 14683. Efektivita filtrace je BFE 99% dle EN 14683.

Neobsahuje skelná vlákna.

Rouška je Hypoalergenní.

Rozměry: 17x9cm,

Barva: Zelená (zdravotnické), Modrá (chirurgické)

Původ: Polsko, Evropská Unie – dle štítku na obalu.

Balení: 50Ks v papírovém boxu s potiskem

Návod k použití:

Roušku nasadíte správně tak, že najdete na horní části kovový nebo vyztužený pásek. Tuto část nasadíte na kořen nosu a přiměřeným tlakem ji ukazováčkem a palcem utěsníte okolo kořenu nosu. Gumičky/provázký na levé a pravé straně roušky umístěte za uši. V případě, že potřebujete upravit délku gumiček, zkratíte je uzlíkem. Ujistěte se, že rouška zahaluje váš nos, ústa a bradu. Po nasazení roušky a při jejím používání se jí nedotýkejte sahejte jen na upevňovací gumičky/provázký. Při sundávání roušky se opět nedotýkejte přední části roušky, která může být kontaminovaná. Nepotřebnou roušku vyhodte do uzavřeného koše na odpadky, ruce si omyjte alkoholem, desinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou. Pokud máte k dispozici antibakteriální prostředky, naneste je na ruce a nechte působit. Mytí rukou by mělo následovat i po náhodném doteku přední části roušky při jejím používání. Pokud vaše rouška zvlhne, nahraďte si novou a suchou. Mějte na paměti, že zvlhlá rouška snižuje svoji účinnost. Samotná rouška není jedinou ochrannou pokud současně nebudete používat a dodržovat ostatní doporučení pro ochranu vašeho zdraví. Spolu s rouškou je doporučeno chránit oči, ruce a dodržovat ostatní hygienická opatření a zvyšování imunity organismu.

UPOZORNĚNÍ: Roušky ani její obaly nejsou vhodné pro děti mladší 2 let a zcela jistě nejsou na hraní!

Skladování a doprava:

Roušky musí být skladovány v suchém a bezprašném prostředí.

Roušky musí být při dlouhodobém skladování chráněny před slunečním zářením.

Pro přepravu musí být jednotlivé dodávky zajištěny proti prachu a nečistotám, stejně jako proti vlhkosti.